

高安定型ロッドスタンド



BRS シリーズ



BRS



M6 x P1
(オプション)




φ32 x 5
(オプション)

- 穴形状を1線と1点から2線と1点に変更することで、従来品に比べ安定した保持が可能。
- プランジャーを組込んであるので、片手操作によりスムーズに調整する事ができます。
- ロッドスタンド根元にあるねじ込みピンの調整で向きを90°変える事が可能！
- オプションパーツを交換・追加することで、様々な所で固定することができます。

M6 x P1 ブッシュ : 防振台への直接固定

φ32 x t5 フラット座: ポストクランプによる固定(BRS-12 のみの対応)



ご案内

- M6 x P1、φ32 x 5はオプション(別売:1000円)とさせていただきます。

品番	内径 [mm]	内径深さ [mm]	主要材料	表面処理	質量 [kg]	価格 [¥]
BRS-12-30	φ12	22	アルミ	黒アルマイト	0.05	3,600
BRS-12-40		32			0.06	3,600
BRS-12-50		42			0.07	3,800
BRS-12-60		52			0.08	3,800
BRS-12-80		72			0.1	4,400
BRS-12-100		92			0.12	4,400
BRS-12-120		112			0.14	6,000
BRS-12-130		122			0.15	6,000
BRS-20-30	φ20	22	アルミ	黒アルマイト	0.07	5,000
BRS-20-40		32			0.09	5,000
BRS-20-50		42			0.1	5,000
BRS-20-60		52			0.12	5,400
BRS-20-80		72			0.16	5,400
BRS-20-100		92			0.19	5,800
BRS-20-120		112			0.22	6,000
BRS-20-130		122			0.24	6,500